


Handicare 950 / 10000 / 11000

Handicare possiede una vasta rete di consulenti certificati dislocati su tutto il territorio italiano. In questo modo potrai trovare sempre il giusto contatto nella tua zona.



Il consulente Handicare più vicino a te:



📍 Handicare Stairlifts B.V.
Piazza Berlinguer 6D
46029 Suzzara MN
Italia

✉ montascale@handicare.com

🌐 www.handicare-montascale.it



PAG. 4

**SIAMO FELICI DI
RIMANERE A CASA**

“Grazie al nostro montascale possiamo vivere in autonomia nella casa che amiamo.”

PAG. 17

**TECNOLOGIA
ALL'AVANGUARDIA**

“Una visualizzazione immediata del montascale in casa nostra!”

Indice

Handicare: ti "solleviamo" da 130 anni	6
Introduzione ai montascale rettilinei	8
Vantaggi dei montascale rettilinei	12
Soluzioni su misura	17
L'installazione - facile e veloce	24
Domande frequenti	26
Handicare: sinonimo di qualità	27



"Grazie al nostro montascale non abbiamo bisogno di traslocare per sentirci sicuri e indipendenti a casa nostra".



4 **"Possiamo rimanere a casa nostra."**



6 **130 anni di storia e passione**



12 **I vantaggi del montascale**



23 **"Abbiamo scelto il nostro consulente di zona"**



24 **L'installazione - facile e veloce**

“Possiamo rimanere a casa nostra!”

La nostra camera da letto è al primo piano, e negli ultimi due anni ho notato che le scale diventavano sempre più difficili da affrontare. Dopo averne parlato con mio marito, abbiamo deciso che era ora di agire. È stato grazie ad uno dei nostri amici che abbiamo iniziato a pensare a un montascale.



“Grazie al montascale, rimango attivo e continuo le mie attività quotidiane in tutta sicurezza.”

Abbiamo iniziato la nostra ricerca e, dopo aver contattato un partner locale certificato Handicare, tutto si è mosso molto rapidamente. Un consulente è venuto a valutare la nostra scala e la nostra situazione per essere in grado di consigliarci e mostrarci le varie opzioni a nostra disposizione.

Qualche giorno dopo ero l'orgoglioso proprietario di un montascale installato con competenza e pronto all'uso. Da quel giorno

in poi, non abbiamo avuto problemi ad affrontare le nostre scale. Ora posso salire facilmente per prendere un maglione o gli occhiali da lettura.

Siamo particolarmente felici perché avevamo paura di dover spostare la nostra camera da letto e il bagno al piano terra. O traslocare. Amiamo davvero la nostra casa e il nostro bellissimo giardino quindi siamo sollevati: abbiamo trovato la soluzione migliore!

Handicare: 130 anni di esperienza in movimento



Handicare: innovazione continua

Le origini della nostra azienda risalgono al 1886. È l'anno in cui il nostro fondatore avvia un'attività di progettazione tecnica. Da quel momento è cambiato molto, ma l'innovazione è insita nel DNA dell'azienda sin dalla sua nascita. Da più di 130 anni, siamo all'avanguardia nell'innovazione con lo scopo di rendere i montascale la miglior scelta per sicurezza e facilità di utilizzo. Sin dal primo montascale installato nel 1961, infatti, abbiamo fatto enormi passi avanti per servire te, il nostro cliente, nel miglior modo possibile.

Assieme alla sicurezza e al comfort, abbiamo posto la nostra attenzione anche al design e all'estetica dei nostri montascale. Ora hai la possibilità di scegliere tra varie poltroncine, rivestimenti, ma anche colori per la guida. In breve: esiste un montascale per ogni gusto ed esigenza.

A supporto della nostra scelta di produrre soluzioni personalizzate, Handicare ha sviluppato PhotoSurvey3D. Questa innovazione consente ai nostri consulenti di misurare la tua scala in soli 20 minuti e di generare un disegno tridimensionale in modo che tu possa vedere esattamente come apparirà il montascale nel tuo ambiente domestico. Questo disegno sarà poi inviato alle nostre moderne fabbriche per assicurarti che il montascale sia costruito su misura e possa essere installato nel minor tempo possibile.

Abbiamo una presenza internazionale con uffici nel Regno Unito, Olanda, Germania, Francia, Italia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Cina, Canada e Stati Uniti. Handicare è un brand che rappresenta qualità, innovazione e servizi.

Ora abbiamo oltre 700.000 clienti soddisfatti in tutto il mondo.

2018



L'innovazione continua di Handicare porta al modello 1100

1967



Il nostro primo montascale viene installato.

Installiamo uno dei primi montascale curvilinei di sempre.




1900



Dopo soli 4 anni avevamo già installato oltre 600 ascensori.

Iniziamo come primi produttori di ascensori in Olanda.



1886

Il montascale Handicare rettilineo

Handicare ha una soluzione per tutte le esigenze e per tutte le scale.

Tutti i nostri montascale sono silenziosi, sicuri e facili da usare. Non importa come sia fatta la tua scala, i nostri montascale compatti e personalizzati possono essere installati ovunque. Anche sulle scale più strette è possibile installare il montascale avendo comunque lo spazio necessario per poter camminare lungo le scale.

L'alta qualità, che riguarda tutti gli aspetti, rende i montascale Handicare un reale strumento per la tua indipendenza. Continua a vivere la tua casa, libero dai rischi che possono presentarsi lungo le scale. Un montascale permette libertà di movimento e tranquillità. È un'esperienza che i nostri clienti soddisfatti provano tutti i giorni.



COMFORT

Tutti i nostri montascale sono provvisti di una comoda poltroncina con braccioli e di una cintura di sicurezza.

FACILE DA UTILIZZARE

Il montascale è dotato di un joystick ergonomico.

PERSONALIZZATO

Ogni montascale nasce con una guida personalizzata, disegnata specificatamente per le tue scale. Questo permette anche di mantenere le tue scale accessibili a tutti.




Il montascale rettilineo Handicare



COMPATTO E PIEGHEVOLE

Il montascale può essere ripiegato per ottenere più spazio lungo il tuo corridoio.



RADIOCOMANDO

I radiocomandi verranno installati ad ogni piano, in modo da inviare o chiamare il tuo montascale ovunque ti trovi.



ROTAZIONE AUTOMATICA

Al piano alto, è possibile ruotare il montascale in direzione del pianerottolo. In questo modo è possibile scendere dal montascale in modo semplice e sicuro.



COMODISSIMA PEDANINA (AUTOMATIZZATA)!

L'opzione della pedanina automatizzata elimina il bisogno di abbassarsi, alzando e abbassando la pedanina per te.

I vantaggi del montascale

Grazie alle sue molteplici caratteristiche, un montascale rettilineo Handicare sarà una risorsa che valorizzerà la tua casa.



Safety stop

Il montascale è provvisto di sensori di sicurezza che lo bloccano ogniqualvolta incontri un ostacolo.

Guida pieghevole

Per essere sicuri che la guida non ostruisca il corridoio, Handicare offre una guida pieghevole. Il ripiegamento del binario può essere azionato automaticamente o manualmente.



Poltroncina girevole

Puoi ruotare la poltroncina del tuo montascale sul pianerottolo in modo da poter salire e scendere più comodamente e in tutta sicurezza. Questa rotazione può essere effettuata sia automaticamente che manualmente.



SlideTrack

Sulla serie 950, Handicare offre la SlideTrack. Ciò consente al binario di muoversi contemporaneamente al sedile, lasciando libero accesso a una porta sul pianerottolo inferiore delle scale, se necessario.



Pedanina poggiapiedi automatizzata

Per un maggiore comfort e sicurezza, è possibile installare la pedanina poggiapiedi automatizzata. In questo modo è possibile aprire e chiudere il poggiapiedi senza doversi piegare.



La più ampia gamma di montascale disponibile sul mercato



Handicare 1100

L'ultima aggiunta alla gamma dei montascale rettilinei è Handicare 1100. Questo modello di montascale è particolarmente interessante per la snellezza e la scorrevolezza della guida.

Handicare 1100 è ultrasottile e compatto e può essere posizionato vicino alla parete, lasciando molto spazio libero.


La funzione di rotazione del sedile è di serie e garantisce la possibilità di salire e scendere montascale in tutta sicurezza.



Guida rivoluzionaria

Il 1100 ha la guida rettilinea per montascale più sottile sul mercato, garantendo un montascale non intrusivo. Grazie ai suoi quattro motorini e al suo sistema di guida a frizione al posto della tradizionale cremagliera, Handicare 1100 è silenzioso liscio e di facile manutenzione.

Infine, la sua funzione standard di ricarica continua assicura che le batterie siano sempre cariche indipendentemente da dove si parcheggia il montascale.



Handicare 1000

Con la sua guida in alluminio Handicare 1000 offre una soluzione elegante e con cremagliera nascosta. Per questo modello l'imbottitura della poltroncina è disponibile in sei colori. È possibile dotare la poltroncina di rotazione automatizzata e di una pedanina poggia piedi automatizzata.

Questo sottile binario in alluminio ha due punti di parcheggio in grado di caricare le batterie in cima e in fondo alle scale. Il binario può essere dotato di una guida pieghevole per non ostruire il passaggio in fondo alle scale.

Handicare 1000 XL/XXL

Con una portata rispettivamente di 160 kg e 200 kg, Handicare 1000 XL e XXL sono i nostri modelli più resistenti.

Le caratteristiche della serie 950

Le guide dei nostri montascale 950 sono dotate della funzione di ricarica continua. In questo modo è possibile parcheggiare il montascale ovunque quando non lo si utilizza, senza il timore che le batterie si esauriscano. La serie 950 è compatibile con il nostro SlideTrack ed è disponibile anche con guida pieghevole manuale o automatizzata. In questo modo si risolvono i possibili problemi legati alla guida come ostacolo (Per esempio nel caso in cui abbiate una porta in fondo alle scale).



Handicare 950+

Per gli utenti che desiderano opzioni automatizzate, il 950+ è la soluzione ideale. Combinando la barra di ricarica continua del 950 e il nostro sedile "Smart", il 950+ consente di scegliere tra i sei colori disponibili per i rivestimenti dei sedili. Il 950+ offre la possibilità di scegliere tra opzioni manuali e motorizzate per il sedile girevole e il poggiatesta.

Handicare 950

Se non avete bisogno delle opzioni motorizzate, il 950 è la soluzione più semplice ed economica. Il poggiatesta e la poltroncina girevole sono azionati manualmente. Il 950, come tutti i montascale del nostro portafoglio, è dotato di cintura di sicurezza.




Il tuo montascale personalizzato

Handicare Vision è un'applicazione che permette al consulente di mostrarvi come apparirà un montascale sulle vostre scale. Include anche le varie opzioni di stile.

Per misurare accuratamente le scale, utilizziamo PhotoSurvey. Con questo strumento, possiamo mostrarvi un'immagine 3D del montascale sulla vostra scala. Insieme al vostro consulente potete configurare il montascale assicurandovi di essere a completamente soddisfatti del progetto prima dell'acquisto.

Una volta sicuri della soluzione proposta, la produzione del montascale può iniziare in uno degli stabilimenti Handicare. Handicare è orgogliosa di progettare, sviluppare e produrre le proprie soluzioni di montascale.



Un montascale in armonia con la tua casa

Naturalmente è importante che il tuo montascale si abbinì all'arredamento di casa tua. Ecco perché ti offriamo la possibilità di scegliere tra diversi modelli di poltroncina, con colori e materiali differenti.



Poltroncina Style
(HANDICARE 1100)



BEIGE

Poltroncina Smart

(HANDICARE 1000 / 950+)




RUBINO




CACAO




SABBIA



ZAFFIRO



ARDESIA



GIADA



Poltroncina Simplicity
(HANDICARE 950)




SABBIA




Poltroncina Smart Perch


(HANDICARE 1000/950+)




RUBINO




CACAO




SABBIA



ZAFFIRO



ARDESIA



GIADA

Se hai delle scale strette, o hai problemi alle ginocchia o all'articolazione dell'anca e questo ti rende impossibile sederti, una poltroncina Smart Perch potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Una poltroncina Perch significa che l'utilizzatore si ritrova in una posizione quasi eretta nel momento in cui usa il montascale. La poltroncina è più corta, il che fornisce un'area di supporto stabile per accovacciarsi sopra.



Come utilizzare il montascale

STEP 1

Abbassa i braccioli e la seduta. Una pedanina automatizzata si abbasserà automaticamente assieme alla seduta. Siediti e appoggia i tuoi piedi sulla pedanina. Il montascale pronto all'uso.



STEP 2

Per essere più tranquillo, allaccia la cintura di sicurezza.



STEP 3

Quando ti sentirai pronto, usa il joystick per azionare il montascale.



STEP 4

Quando arrivi alla fine della scala, continua a tenere premuto il joystick per girare la tua poltroncina, sarà più facile per te scendere in modo sicuro. Se la tua rotazione è manuale, spingi verso il basso le levette che trovi da entrambi i lati della poltroncina.



STEP 5

Come ultimo passo, slaccia la cintura di sicurezza e sali sul pianerottolo.



“Non pensavo fosse così facile da usare; posso scendere e salire comodamente!”





“Abbiamo scelto un consulente locale certificato Handicare.”

Da tempo mia moglie aveva avuto difficoltà a salire le scale. All'inizio era riluttante ad ammetterlo, ma dopo diversi incidenti abbiamo avuto una discussione e abbiamo preso la decisione: dovevamo risolvere il problema prima che diventasse troppo pericoloso.

Abbiamo iniziato la nostra ricerca su internet, dove abbiamo potuto confrontare le diverse soluzioni e offerte sul mercato. Con i suoi 130

anni di esperienza e un ampio portafoglio, Handicare si è distinto e abbiamo selezionato un partner certificato Handicare vicino a casa nostra.

Un consulente esperto ha visitato la nostra casa per valutare la nostra situazione e le nostre scale. Questo gli ha permesso di consigliarci la migliore soluzione disponibile. In pochissimo tempo il montascale era pronto per essere installato nella nostra casa.

“È confortante sapere che possiamo contare su un partner certificato Handicare locale per il supporto o l'assistenza in caso di necessità. È anche un sollievo per i nostri figli che non vivono nelle vicinanze.”





L'installazione

All'interno delle nostre fabbriche ci prendiamo cura del design, della progettazione e della produzione dei nostri montascale. Questo ci rende perfettamente in grado di preparare il tuo montascale prima di arrivare a casa tua per l'installazione. Il montascale sarà installato da un tecnico certificato Handicare in poco tempo.



1

Puoi prendere appuntamento all'orario che preferisci e un tecnico esperto si assicurerà di arrivare in orario.

2

La prima cosa che verrà installata sarà la guida. Successivamente, il tecnico inizierà a posizionare il carrello ed il sedile. A questo punto il montascale è quasi pronto all'uso.



3

Dopo l'installazione del montascale, il tecnico pulirà le scale. Si prenderà un po' di tempo per spiegarti l'utilizzo del montascale. Solo quando saprai usarlo tranquillamente e sarai soddisfatto al 100% ti saluterà.

Se dovessi avere altre domande, ti chiediamo gentilmente di visitare il sito www.handicare-montascale.it

Ci impegniamo per soddisfare i clienti al 100%. Ecco perché siamo presenti in tutta Italia per offrirti il miglior servizio e rispondere alle tue domande nel miglior modo possibile.

DOVRÒ FARE LAVORI ULTERIORI IN CASA PER INSTALLARE IL MONTASCALE HANDICARE?

No! Un montascale Handicare sarà installato da un tecnico qualificato senza bisogno di ulteriori lavori in casa. Il montascale viene installato sulle scale esistenti.

POSSO BENEFICIARE DI AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DEL MONTASCALE HANDICARE?

Certo! Puoi detrarre la spesa per l'acquisto del montascale Handicare dalla dichiarazione dei redditi, con un risparmio fiscale fino al 50% della spesa totale, in base alle modalità di detrazione spettanti. L'Iva applicata ai montascale è agevolata, pari al 4%. Inoltre, in quanto prodotti per l'abbattimento delle barriere architettoniche esiste la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dalla legge 13/89. Il nostro consulente non esiterà, comunque, a spiegarti tutto ciò nel dettaglio e a compilare insieme a te la richiesta di contributo o agevolazione.

IL MONTASCALE HANDICARE SI ABBINERÀ AL MIO ARREDAMENTO?

Faremo del nostro meglio per trovare la combinazione migliore tra montascale e arredamento. Handicare ti offre la possibilità di scegliere tra vari sedili e colori per l'imbottitura che sono stati selezionati da alcuni interior designers per cercare di farli combaciare con la maggior parte degli interni.

COSA SUCCEDERÀ AL MONTASCALE HANDICARE IN CASO DI BLACKOUT A CASA MIA?

Non c'è motivo di preoccuparsi in caso di blackout. Il tuo montascale Handicare utilizza le sue batterie per rimanere operativo e risulta essere ancora utilizzabile per almeno 10 corse tra andata e ritorno. Un pensiero tranquillizzante, vero?

QUAL È IL PREZZO DI UN MONTASCALE HANDICARE?

Poiché il montascale Handicare è personalizzato, il prezzo varia in base alla sua configurazione, ma possiamo trovare una soluzione per ogni budget e per ogni casa. Per la tua soluzione personalizzata, per favore contatta uno dei nostri consulenti qualificati.



Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia. Un montascale Handicare sostiene l'alta qualità in termini di sicurezza, innovazione, comfort e design. Ciò che viene garantito è che tutti i nostri prodotti incarnano i migliori standard possibili in termini di sicurezza e qualità.

Handicare è orgogliosa di essere certificata ISO 9001: 2015. In aggiunta tutti i nostri prodotti sono testati e approvati da enti notificati indipendenti come TNO e Liftinstituut.



EN81-40

